

|   |   |                  |
|---|---|------------------|
|  | <b>FICHA TECNICA</b><br><b>CEPILLO DENTAL NIÑO 300/480</b><br><b>PROQUIDENT</b> | Código GC-FT-697 |
|   |   | Versión 03       |
|   |   | Página 1 de 2    |

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| <b>Partida Arancelaria</b> | 9603.21.00.00 |
|----------------------------|---------------|

| ENSAYO                       |                               | ESPECIFICACIONES   |
|------------------------------|-------------------------------|--|
| <b>ASPECTO</b>               |                               | Cepillo en polipropileno-poliestireno con cerdas de nylon redondeadas y de colores surtidos. |
| <b>MATERIAL PARTICULADO</b>  |                               | Ausencia   |
| <b>TEXTURA DE LAS CERDAS</b> |                               | Suave  |
| <b>DIMENSIONES</b>           | <b>Orificios en la cabeza</b> | 30 agujeros  |
|                              | <b>Filamentos por agujero</b> | 28 – 32 filamentos   |
|                              | <b>Altura de las cerdas</b>   | 9,0 mm ± 0,5 mm  |
|                              | <b>Largo total</b>            | 154 mm ± 2 mm  |

| DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO             |   |
|--------------------------------------|---|
| <b>USOS</b>                          | Diseñado especialmente para lograr una efectiva remoción de la placa bacteriana sin lastimar las encías, disminuyendo la incidencia de caries y cálculo dental.   |
| <b>PRESENTACIÓN COMERCIAL</b>        | * Cepillo Blíster por una unidad<br>* Cepillo en bolsa individual   |
| <b>REGISTRO SANITARIO</b>            | 2017DM-0001210-R1, vence 15/09/2027   |
| <b>CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO</b> | <p>Se recomienda mantener siempre los productos en su envase original; los envases deben permanecer limpios y bien cerrados cuando no los está usando, para preservar las características propias del producto. Una vez abierto el envase, utilizar en el menor tiempo posible.</p> <p>Procure mantener los productos en sitios aireados, frescos y secos.</p> <p>Evite exponer el producto a condiciones ambientales adversas, tales como: temperatura mayor de 30 grados centígrados, exceso de luz, calor o humedad, por períodos largos, ya que pueden alterar y hacer que se pierdan las características funcionales del producto.</p> |

|   |   |                  |
|---|---|------------------|
|  | <b>FICHA TECNICA</b><br><b>CEPILLO DENTAL NIÑO 300/480</b><br><b>PROQUIDENT</b> | Código GC-FT-697 |
|   |   | Versión 03       |
|   |   | Página 2 de 2    |

|                                |   |
|--------------------------------|---|
|                                | Los productos son fabricados teniendo como base una formulación (mezcla de ingredientes en proporciones exactas), por lo anterior no se debe agregar saliva, agua, vitaminas y ningún otro ingrediente que altere la composición del producto |
| <b>EAN 13 Blíster</b>          | 7702314155171   |
| <b>EAN 13 Bolsa individual</b> | 7702314451181   |

### PRESENTACION COMERCIAL





**LILIANA PATRICIA CASTRILLON GARCIA**  
Gerente Técnica

[✉ calidad@proquident.com.co](mailto:calidad@proquident.com.co)