

	<b>FICHA TECNICA</b> <b>CEPILLO INTERPROXIMAL VIAJERO</b> <b>BICOMPONENTE BLÍSTER X 4 UNDS</b> <b>PROQUIDENT</b>	Código GC-FT-119
		Versión 04
		Página 1 de 3

<b>Partida Arancelaria</b>	9018.49.10.00
----------------------------	---------------

ENSAYO		ESPECIFICACIONES
<b>ASPECTO</b>		Cepillo interproximal con mango azul de polipropileno, tapa protectora de polipropileno transparente con lote y fecha de vencimiento impresos, cerdas blancas colocadas en forma cónica homogéneas y alambre inoxidable recubierto con poliuretano.
<b>MATERIAL PARTICULADO</b>		Ausencia
<b>FORMA DEL CEPILLO</b>		Cilíndrico
<b>TEXTURA DE LAS CERDAS</b>		Suave
<b>DIMENSIONES</b>	<b>Calibre del alambre</b>	0,31 mm
	<b>Diámetro de la cabeza</b>	3,00 mm ± 0,25 mm
	<b>Largo de la cabeza</b>	12,40 mm ± 0,40 mm
	<b>Largo total del cepillo</b>	15,50 mm ± 0,50 mm
	<b>Largo del mango</b>	50,00 mm ± 0,20 mm
	<b>Largo total sin tapa</b>	65,30 mm ± 0,30 mm
	<b>Diámetro de la base del mango</b>	6,70 mm ± 0,02 mm
	<b>Largo de la tapa</b>	52,30 mm ± 0,40 mm
	<b>Largo total con tapa</b>	74,50 mm ± 0,50 mm

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	
<b>USOS</b>	Cepillo interproximal individual viajero diseñado para una efectiva remoción de la placa bacteriana sin lastimar las encías, disminuyendo la incidencia de caries y cálculo dental, especialmente en personas sometidas a tratamientos de ortodoncia.
<b>PRESENTACIÓN COMERCIAL</b>	Blíster por 4 unidades
<b>REGISTRO SANITARIO</b>	2017DM-0001210-R1, vence 15/09/2027
<b>CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO</b>	Se recomienda mantener siempre los productos en su envase original; los envases deben permanecer limpios y bien cerrados cuando no los está usando, para preservar las características propias del producto. Una



**FICHA TECNICA**  
**CEPILLO INTERPROXIMAL VIAJERO**  
**BICOMPONENTE BLÍSTER X 4 UNDS**  
**PROQUIDENT**

Código GC-FT-119

Versión 04

Página 2 de 3

vez abierto el envase, utilizar en el menor tiempo posible.

Procure mantener los productos en sitios aireados, frescos y secos.

Evite exponer el producto a condiciones ambientales adversas, tales como: temperatura mayor de 30 grados centígrados, exceso de luz, calor o humedad, por períodos largos, ya que pueden alterar y hacer que se pierdan las características funcionales del producto.

Los productos son fabricados teniendo como base una formulación (mezcla de ingredientes en proporciones exactas), por lo anterior no se debe agregar saliva, agua, vitaminas y ningún otro ingrediente que altere la composición del producto

**EAN 13**

7702314153818

PRESENTACION COMERCIAL

