

	FICHA TECNICA CEPILLO INTERPROXIMAL VIAJERO BICOMPONENTE BLÍSTER X 4 UNDS PROQUIDENT	Código GC-FT-119
		Versión 04
		Página 1 de 3

Partida Arancelaria	9018.49.10.00
----------------------------	---------------

ENSAYO		ESPECIFICACIONES
ASPECTO		Cepillo interproximal con mango azul de polipropileno, tapa protectora de polipropileno transparente con lote y fecha de vencimiento impresos, cerdas blancas colocadas en forma cónica homogéneas y alambre inoxidable recubierto con poliuretano.
MATERIAL PARTICULADO		Ausencia
FORMA DEL CEPILLO		Cilíndrico
TEXTURA DE LAS CERDAS		Suave
DIMENSIONES	Calibre del alambre	0,31 mm
	Diámetro de la cabeza	3,00 mm ± 0,25 mm
	Largo de la cabeza	12,40 mm ± 0,40 mm
	Largo total del cepillo	15,50 mm ± 0,50 mm
	Largo del mango	50,00 mm ± 0,20 mm
	Largo total sin tapa	65,30 mm ± 0,30 mm
	Diámetro de la base del mango	6,70 mm ± 0,02 mm
	Largo de la tapa	52,30 mm ± 0,40 mm
	Largo total con tapa	74,50 mm ± 0,50 mm

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	
USOS	Cepillo interproximal individual viajero diseñado para una efectiva remoción de la placa bacteriana sin lastimar las encías, disminuyendo la incidencia de caries y cálculo dental, especialmente en personas sometidas a tratamientos de ortodoncia.
PRESENTACIÓN COMERCIAL	Blíster por 4 unidades
REGISTRO SANITARIO	2017DM-0001210-R1, vence 15/09/2027
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO	Se recomienda mantener siempre los productos en su envase original; los envases deben permanecer limpios y bien cerrados cuando no los está usando, para preservar las características propias del producto. Una



**FICHA TECNICA
CEPILLO INTERPROXIMAL VIAJERO
BICOMPONENTE BLÍSTER X 4 UNDS
PROQUIDENT**

Código GC-FT-119

Versión 04

Página 2 de 3

vez abierto el envase, utilizar en el menor tiempo posible.

Procure mantener los productos en sitios aireados, frescos y secos.

Evite exponer el producto a condiciones ambientales adversas, tales como: temperatura mayor de 30 grados centígrados, exceso de luz, calor o humedad, por períodos largos, ya que pueden alterar y hacer que se pierdan las características funcionales del producto.

Los productos son fabricados teniendo como base una formulación (mezcla de ingredientes en proporciones exactas), por lo anterior no se debe agregar saliva, agua, vitaminas y ningún otro ingrediente que altere la composición del producto

EAN 13

7702314153818

PRESENTACION COMERCIAL

