
	FICHA TECNICA ENHEBRADORES PLÁSTICOS PARA SEDA DENTAL PROQUIDENT	Código GC-FT-10
		Versión 03
		Página 1 de 3

Partida Arancelaria	3929.90.90.90
----------------------------	---------------

ENSAYO	ESPECIFICACIONES	
ASPECTO	Nylon (filamento) de plástico en forma de ojal de un sólo filamento, liso y brillante.	
COLOR	Azul	
OLOR	Inoloro	
SABOR	Insaboro	
DIMENSIONES	Ojal:	10,2 cm ó 102 mm
	Tallo:	1 cm ó 10 mm
MATERIAL PARTICULADO	Ausencia	

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	
USOS	<p>Diseñado para facilitar el paso de la seda dental por lugares de difícil acceso como debajo de los puentes fijos, entre aparatos ortodónticos o entre dientes hundidos y ferulados.</p> <p>Modo de empleo: Insertar en el enhebrador la seda dental, introducirlos por los espacios interproximales, retirar el enhebrador dejando la seda en el espacio para usarla</p>
PRESENTACIÓN COMERCIAL	Blíster por 24 unidades y granel por 1000 unidades.
CERTIFICACIÓN SANITARIA	N.º 2010014709, no requiere Registro Sanitario
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO	<p>Se recomienda mantener siempre los productos en su envase original; los envases deben permanecer limpios y bien cerrados cuando no los está usando, para preservar las características propias del producto. Una vez abierto el envase, utilizar en el menor tiempo posible.</p> <p>Procure mantener los productos en sitios aireados, frescos y secos.</p>

	FICHA TECNICA ENHEBRADORES PLÁSTICOS PARA SEDA DENTAL PROQUIDENT	Código GC-FT-10
		Versión 03
		Página 2 de 3

	<p>Evite exponer el producto a condiciones ambientales adversas, tales como: temperatura mayor de 30 grados centígrados, exceso de luz, calor o humedad, por períodos largos, ya que pueden alterar y hacer que se pierdan las características funcionales del producto.</p> <p>Los productos son fabricados teniendo como base una formulación (mezcla de ingredientes en proporciones exactas), por lo anterior no se debe agregar saliva, agua, vitaminas y ningún otro ingrediente que altere la composición del producto</p>
TIEMPO DE VIDA ÚTIL	No requiere
EAN 13 PRESENTACIÓN 24 UNIDADES	7702314160243
EAN 13 PRESENTACIÓN 1000 UNIDADES	7702314700074

PRESENTACIÓN COMERCIAL X 24 UNIDADES



PRESENTACIÓN COMERCIAL A GRANEL X 1000 UNIDADES

