
	<b>FICHA TECNICA</b> <b>CEPILLO DENTAL ADULTO 420</b> <b>BICOMPONENTE BLÍSTER 2 X 1</b> <b>PROQUIDENT</b>	Código GC-FT-677
		Versión 03
		Página 1 de 2

<b>Partida Arancelaria</b>	9603.21.00.00
----------------------------	---------------

<b>ENSAYO</b>		<b>ESPECIFICACIONES</b>
<b>ASPECTO</b>		Cepillo en polipropileno con cerdas redondeadas de nylon, de colores surtidos.
<b>MATERIAL PARTICULADO</b>		Ausencia
<b>TEXTURA DE LAS CERDAS</b>		Media
<b>DIMENSIONES</b>	<b>Orificios en la cabeza</b>	42 agujeros
	<b>Filamentos por agujero</b>	11 – 15 filamentos
	<b>Altura de las cerdas</b>	11,00 mm ± 0,50 mm
	<b>Largo total</b>	190 mm ± 1 mm

<b>DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO</b>	
<b>USOS</b>	Diseñado especialmente para lograr una efectiva remoción de la placa bacteriana sin lastimar las encías, disminuyendo la incidencia de caries y cálculo dental.
<b>PRESENTACIÓN COMERCIAL</b>	Blíster por 2 unidades
<b>REGISTRO SANITARIO</b>	2017DM-0001210-R1, vence 15/09/2027
<b>CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO</b>	<p>Se recomienda mantener siempre los productos en su envase original; los envases deben permanecer limpios y bien cerrados cuando no los está usando, para preservar las características propias del producto. Una vez abierto el envase, utilizar en el menor tiempo posible.</p> <p>Procure mantener los productos en sitios aireados, frescos y secos.</p> <p>Evite exponer el producto a condiciones ambientales adversas, tales como: temperatura mayor de 30 grados centígrados, exceso de luz, calor o humedad, por períodos largos, ya que pueden alterar y hacer que se pierdan las características funcionales del producto.</p>

	<b>FICHA TECNICA</b> <b>CEPILLO DENTAL ADULTO 420</b> <b>BICOMPONENTE BLÍSTER 2 X 1</b> <b>PROQUIDENT</b>	Código GC-FT-677
		Versión 03
		Página 2 de 2
	Los productos son fabricados teniendo como base una formulación (mezcla de ingredientes en proporciones exactas), por lo anterior no se debe agregar saliva, agua, vitaminas y ningún otro ingrediente que altere la composición del producto	
<b>EAN 13</b>	7702314451129	

### PRESENTACION COMERCIAL





**LILIANA PATRICIA CASTRILLON GARCIA**  
**Gerente Técnica**

[calidad@proquident.com.co](mailto:calidad@proquident.com.co)