

	FICHA TECNICA CEPILLO PARA PRÓTESIS DENTAL BLÍSTER X 1 UND PROQUIDENT	Código GC-FT-702
		Versión 02
		Página 1 de 2

Partida Arancelaria	9603.21.00.00
----------------------------	---------------

ENSAYO		ESPECIFICACIONES
ASPECTO		Cepillo en polipropileno color azul, con mango grueso y cerdas de nylon terminadas y redondeadas.
MATERIAL PARTICULADO		Ausencia
TEXTURA DE LAS CERDAS		Dura
DIMENSIONES	Orificios en la cabeza	33 agujeros
	Filamentos por agujero	11 – 15 filamentos
	Altura de las cerdas	12,50 mm ± 0,50 mm
	Largo total	163 mm ± 2 mm

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	
USOS	Diseñado especialmente para lograr una efectiva remoción de la placa bacteriana sin lastimar las encías, disminuyendo la incidencia de caries y calculo dental.
PRESENTACIÓN COMERCIAL	Blíster por una unidad
REGISTRO SANITARIO	2017DM-0001210-R1, vence 15/09/2027
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO	<p>Se recomienda mantener siempre los productos en su envase original; los envases deben permanecer limpios y bien cerrados cuando no los está usando, para preservar las características propias del producto. Una vez abierto el envase, utilizar en el menor tiempo posible.</p> <p>Procure mantener los productos en sitios aireados, frescos y secos.</p> <p>Evite exponer el producto a condiciones ambientales adversas, tales como: temperatura mayor de 30 grados centígrados, exceso de luz, calor o humedad, por períodos largos, ya que pueden alterar y hacer que se pierdan las características funcionales del producto.</p>

	FICHA TECNICA CEPILLO PARA PRÓTESIS DENTAL BLÍSTER X 1 UND PROQUIDENT	Código GC-FT-702
		Versión 02
		Página 2 de 2
	<p>Los productos son fabricados teniendo como base una formulación (mezcla de ingredientes en proporciones exactas), por lo anterior no se debe agregar saliva, agua, vitaminas y ningún otro ingrediente que altere la composición del producto</p>	
EAN 13	7702314451075	

PRESENTACION COMERCIAL





LILIANA PATRICIA CASTRILLON GARCIA
Gerente Técnica

[✉ calidad@proquident.com.co](mailto:calidad@proquident.com.co)

Autopista Medellín - Bogotá entre retornos 11 y 12 Vereda Garrido | Guarne - Colombia
 PBX: (574) 2886055 ext: 132 | FAX: (574) 2884999 | proquident.com.co © ®