
	FICHA TECNICA CERA PARA ORTODONCIA BLÍSTER X 1 UND PROQUIDENT	Código GC-FT-33
		Versión 03
		Página 1 de 2

Partida Arancelaria	3407.00.20.00
----------------------------	---------------

ENSAYO	ESPECIFICACIONES
ASPECTO	Barra de cera, lisa y suave al tacto.
COLOR	Blanco a amarillo pálido
OLOR	Característico a cera
SABOR	Insaboro
ALTURA DE CADA BARRA	5 cm
MATERIAL PARTICULADO	Ausencia
CONTENIDO PRINCIPIO ACTIVO	Mezcla de Ceras + Caléndula + Vitamina E + Aloe vera

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO					
USOS	<p>Cera utilizada para evitar laceraciones y heridas ocasionadas por los aparatos de Ortodoncia en los tejidos blandos de la boca.</p> <p>Modo de empleo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Retirar una barra de Cera. - Cortar pequeños trozos y adherirlos a cada una de las piezas (bracket) donde se siente la molestia. 				
PRESENTACIÓN COMERCIAL	Blíster con caja plástica por 5 barras de cera				
REGISTRO SANITARIO	<table border="1"> <tr> <td>PROVEEDOR BONDENT:</td> <td>2017DM-0017443, vence 27/12/2027</td> </tr> <tr> <td>PROVEEDOR AFR:</td> <td>2019DM-0019257, vence 27/12/2028</td> </tr> </table>	PROVEEDOR BONDENT:	2017DM-0017443, vence 27/12/2027	PROVEEDOR AFR:	2019DM-0019257, vence 27/12/2028
	PROVEEDOR BONDENT:	2017DM-0017443, vence 27/12/2027			
PROVEEDOR AFR:	2019DM-0019257, vence 27/12/2028				
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO	<p>Se recomienda mantener siempre los productos en su envase original; los envases deben permanecer limpios y bien cerrados cuando no los está usando, para preservar las características propias del producto. Una vez abierto el envase, utilizar en el menor tiempo posible.</p> <p>Procure mantener los productos en sitios aireados, frescos y secos.</p> <p>Evite exponer el producto a condiciones ambientales adversas, tales como: temperatura mayor de 30</p>				

	FICHA TECNICA CERA PARA ORTODONCIA BLÍSTER X 1 UND PROQUIDENT	Código GC-FT-33
		Versión 03
		Página 2 de 2

	<p>grados centígrados, exceso de luz, calor o humedad, por períodos largos, ya que pueden alterar y hacer que se pierdan las características funcionales del producto.</p> <p>Los productos son fabricados teniendo como base una formulación (mezcla de ingredientes en proporciones exactas), por lo anterior no se debe agregar saliva, agua, vitaminas y ningún otro ingrediente que altere la composición del producto</p>
TIEMPO DE VIDA ÚTIL	2 años
EAN 13	7702314142034

PRESENTACION COMERCIAL





LILIANA PATRICIA CASTRILLON GARCIA
Gerente Técnica

calidad@proquident.com.co

Autopista Medellín - Bogotá entre retornos 11 y 12 Vereda Garrido | Guarne - Colombia
PBX: (574) 2886055 ext: 132 | FAX: (574) 2884999 | proquident.com.co 