

CARACTERÍSTICA	ESPECIFICACIONES
ASPECTO	Bolsa plástica tipo Doy Pack PET/ Flexible Transparente sin impresión. Etiquetas adhesivas a cada lado color gris, verde y azul con ventana en la parte anterior dónde se puede observar el contenido. Información correcta según estándar, sin burbujas de aire y totalmente centrada. Posee fuelle de fondo abierto que permite que la bolsa permanezca vertical.
SABOR	Según estándar
COLOR	Incoloro
OLOR	Según estándar
MATERIAL PARTIULADO	Ausencia de partículas extrañas
CONTENIDO PRINCIPIO ACTIVO	16 % a 20 % de Cera de abeja blanca
DESCRIPCION DEL PRODUCTO	<ul style="list-style-type: none"> • Sin sabor • Se desliza suavemente entre los dientes • Remueve la placa bacteriana
USOS Y PRECAUCIONES	Efectuando una ligera presión sobre el arco, introducir entre los espacios interdentes, repetir para el diente siguiente. Mantener lejos del alcance de los niños, su uso está limitado a la cavidad bucal.
PRESENTACIÓN COMERCIAL	Bolsa por 40 unidades
NOTIFICACION SANITARIA	INVIMA N°. 2017DM-0016095 vence 29/03/2027
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO	Se recomienda mantener siempre los productos en su envase original; los envases deben permanecer limpios y bien cerrados, cuando no los está usando para preservar las características propias del producto. Procure mantener el producto en sitios aireados, frescos y secos. Evite exponer el producto a condiciones ambientales adversas, tales como: temperatura mayor de 30 grados centígrados, exceso de luz, calor o humedad, por períodos largos, ya que

	FICHA TECNICA PAQUETE FLOSSERS ADULTO x40 PROQUIDENT	Código GC-FT-383
		Versión 02
		Página 2 de 2

	<p>pueden alterar y hacer que se pierdan las características funcionales del producto.</p> <p>Los productos son fabricados teniendo como base una formulación (mezcla de ingredientes en proporciones exactas), por lo anterior no se debe agregar saliva, agua, vitaminas y ningún otro ingrediente que altere la composición del producto cosmético.</p>
TIEMPO DE VIDA ÚTIL	3 años a partir de su fabricación
EAN 13	7702314316305

PRESENTACIÓN COMERCIAL





LILIANA PATRICIA CASTRILLON GARCIA
Gerente Técnica

calidad@proquident.com.co