

	<b>FICHA TECNICA HILO RETRACTOR CON SOLUCIÓN ASTRINGENTE PROQUIDENT</b>	Código GC-FT-30
		Versión 04
		Página 1 de 2

<b>Partida Arancelaria</b>	3306.90.00.00
----------------------------	---------------

ENSAYO	ESPECIFICACIONES
<b>ASPECTO</b>	Líquido traslúcido libre de partículas extrañas
<b>COLOR</b>	Incoloro a ligeramente opaco
<b>OLOR</b>	Característico
<b>SABOR</b>	Característico
<b>GRAVEDAD ESPECÍFICA</b>	0,8030 - 1,2370
<b>CARACTERÍSTICAS DEL HILO</b>	2 metros de hilo liso, sin nudos
<b>MATERIAL PARTICULADO</b>	Ausencia
<b>CONTENIDO DE PRINCIPIO ACTIVO</b>	Sulfato de Aluminio 18,4 %

<b>DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO</b>	
<b>USOS</b>	<p>Se utiliza en el surco gingival para desplazar los tejidos cuando se van a tomar impresiones o cuando se requiere área seca.</p> <p>La presión ejercida por el hilo y la acción del astringente ocasionan una óptima retracción, disminuyendo o inhibiendo en forma temporal el exudado en el surco gingival.</p> <p>Se puede colocar con una espátula delgada de tal modo que se ubique completamente dentro del surco gingival.</p> <p>No exceder la cantidad de solución astringente, el hilo debe estar húmedo.</p>
<b>PRESENTACIÓN COMERCIAL</b>	Envase de vidrio ámbar que contiene 2 metros de hilo retractor con solución astringente
<b>REGISTRO SANITARIO</b>	2014DM-0011661, vence 15/09/2024
<b>CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO</b>	Se recomienda mantener siempre los productos en su envase original; los envases deben permanecer limpios y bien cerrados cuando no los está usando, para preservar las características propias del producto. Una vez abierto el envase, utilizar en el menor tiempo posible.

	<b>FICHA TECNICA HILO RETRACTOR CON SOLUCIÓN ASTRINGENTE PROQUIDENT</b>	Código GC-FT-30
		Versión 04
		Página 2 de 2
	<p>Procure mantener los productos en sitios aireados, frescos y secos.</p> <p>Evite exponer el producto a condiciones ambientales adversas, tales como: temperatura mayor de 30 grados centígrados, exceso de luz, calor o humedad, por períodos largos, ya que pueden alterar y hacer que se pierdan las características funcionales del producto.</p> <p>Los productos son fabricados teniendo como base una formulación (mezcla de ingredientes en proporciones exactas), por lo anterior no se debe agregar saliva, agua, vitaminas y ningún otro ingrediente que altere la composición del producto</p>	
<b>TIEMPO DE VIDA ÚTIL</b>	3,5 años	
<b>EAN 13</b>	7702314240426	

### PRESENTACION COMERCIAL





**LILIANA PATRICIA CASTRILLON GARCIA**  
Gerente Técnica

[calidad@proquident.com.co](mailto:calidad@proquident.com.co)