

	FICHA TECNICA KIT PERSONAL ADULTOS NATURALS PROQUIDENT	Código GC-FT-687
		Versión 03
		Página 1 de 4

Partida Arancelaria Crema Dental	3306.10.00.00
Partida Arancelaria Cepillo Dental	9603.21.00.00
Partida Arancelaria Seda Dental	3306.20.00.00

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO			
CONTENIDO	CANTIDAD	REGISTRO INVIMA	TIEMPO DE VIDA ÚTIL
Crema dental adultos naturales Proquident x 25 mL	1 unidad	NSOC71571-16CO, vence 13/04/2023	2,5 años
Cepillo dental adulto 380	1 unidad	2017DM-0001210-R1, vence 15/09/2027	No aplica
Seda dental con cera x 12 metros	1 unidad	2017DM-0016095, vence 30/03/2027	3 años
Estuche	1 unidad	No aplica	No aplica
EAN 13	7702314181064		
MICROBIOLOGICO (Resolución 1482 de 2012)			
Mesófilos	< 100 UFC/ mL		
Patógenos	Ausencia de <i>Staphylococcus aureus</i> , <i>Pseudomonas aeruginosa</i> , Coliformes totales y <i>Escherichia coli</i> .		
Mohos y Levaduras	< 100 UFC/ mL		
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO			
<p>Se recomienda mantener siempre los productos en su envase original; los envases deben permanecer limpios y bien cerrados, cuando no los está usando para preservar las características propias del producto.</p> <p>Procure mantener los productos en sitios aireados, frescos y secos.</p> <p>Evite exponer el producto a condiciones ambientales adversas, tales como: temperatura mayor de 30 grados centígrados, exceso de luz, calor o humedad, por períodos largos, ya que pueden alterar y hacer que se pierdan las características funcionales del producto.</p> <p>Los productos son fabricados teniendo como base una formulación (mezcla de ingredientes en proporciones exactas), por lo anterior no se debe agregar saliva, agua, vitaminas y ningún otro ingrediente que altere la composición del producto</p>			

OTRAS ESPECIFICACIONES

CREMA DENTAL ADULTOS NATURALS

ASPECTO	Masa viscosa homogénea, con micropartículas verdes.
COLOR	Blanco con micropartículas verdes
OLOR	Característico a menta
SABOR	Característico a menta
pH DIRECTO A 24 °C	6.0 – 7.5
GRAVEDAD ESPECÍFICA	1,1100 – 1,3000
MATERIAL PARTICULADO	Ausencia
CONTENIDO PRINCIPIO ACTIVO	Xilitol 10,0 %
	Hidroxiapatita 3,0 %
	Extracto de Caléndula 0,15 %
VISCOSIDAD A 24 °C (TORQUE %)	130000 – 180000 cP, Aguja N° 07 a 10 RPM (20 – 80 %)
USOS	<ul style="list-style-type: none"> - El uso continuo de la crema dental Naturals, ayuda a reducir la hipersensibilidad y el sangrado de encías gracias al extracto de caléndula, prevenir la caries, la desmineralización dental y el mal aliento, ayuda a combatir la placa bacteriana y fortalecer el esmalte dental. - Cepillar los dientes tres veces al día después de cada comida o según recomendación del odontólogo, con crema dental Proquident Naturals. Completar la higiene bucal con enjuague bucal Naturals y seda dental Proquident, diariamente. - No ingerir. Para niños menores de 6 años, se recomienda utilizar bajo la supervisión de un adulto. - Si observa algún tipo de reacción: irritación, intolerancia local o sensibilización, presencia de alergias, suspenda el uso y consulte con el médico.

CEPILLO DENTAL

ASPECTO	Cepillo en polipropileno con cerdas redondeadas de nylon, marcado con el logo de Proquident, registro INVIMA y lote, de colores surtidos.	
MATERIAL PARTICULADO	Ausencia	
TEXTURA DE LAS CERDAS	Suave	
DIMENSIONES	Orificios en la cabeza	38 agujeros
	Filamentos por agujero	11 – 25 filamentos
	Altura de las cerdas	11,00 mm ± 0,50 mm
	Largo total	186 mm ± 3 mm
USOS	Diseñado especialmente para lograr una efectiva remoción de la placa bacteriana sin lastimar las encías, disminuyendo la incidencia de caries y cálculo dental.	

SEDA DENTAL

ASPECTO	Filamento entretejido, liso al tacto
COLOR	Blanco a levemente amarilloso
PORCENTAJE DE CERA	16 – 20 %
MATERIAL PARTICULADO	Ausencia
CONTENIDO DE PRINCIPIO ACTIVO	Cera de abejas
USOS	<p>Filamentos de Nylon 100 % redondo, recubierto con una formulación especial que incluye cera previamente tratada lo que facilita su uso.</p> <p>Utilizado para una completa higiene bucal al remover la placa bacteriana del surco gingival, de las zonas Inter dentarias donde el cepillo no llega; evitando el mal aliento y la formación de cálculo y caries.</p> <p>Cortar aproximadamente 40 cm de seda, enrollar en el dedo medio o del corazón la mayor cantidad de seda e ir enrollando la seda utilizada en el dedo medio de la otra mano. Haga pasar la seda entre diente y diente usando los dedos pulgar e índice.</p>

PRESENTACION COMERCIAL

