



FICHA TECNICA  
MANGO CEPILLO INTERPROXIMAL  
3 REPUESTOS EN BLÍSTER  
PROQUIDENT

Código GC-FT-24


Versión 04

Página 1 de 3

Partida Arancelaria

9018.49.10.00

ENSAYO		ESPECIFICACIONES
ASPECTO		Mango de polipropileno alargado de color blanco, textura lisa, cuello angosto y orificio en su parte superior en donde se encuentra el broche que se ajusta y desajusta al mango y es de colores surtidos. Posee 3 repuestos: Un cepillo interproximal cónico y dos cepillos cilíndricos, ambos con cerdas blancas de nylon antibacterial y alambre inoxidable recubierto con poliuretano.
MATERIAL PARTICULADO		Ausencia
FORMA DEL CEPILLO		Uno cónico y dos cilíndricos
TEXTURA DE LAS CERDAS		Suave
DIMENSIONES	<b>CEPILLO CÓNICO</b>	
	Calibre del alambre	0,31 mm
	Diámetro superior de la cabeza	3,25 mm $\pm$ 0,25 mm
	Diámetro inferior de la cabeza	5,25 mm $\pm$ 0,25 mm
	Largo de la cabeza	12,40 mm $\pm$ 0,40 mm
	Largo total del cepillo	25,30 mm $\pm$ 0,30 mm
	<b>CEPILLO CILÍNDRICO</b>	
	Calibre del alambre	0,31 mm
	Diámetro de la cabeza	3,50 mm $\pm$ 0,50 mm
	Largo de la cabeza	12,40 mm $\pm$ 0,40 mm
	Largo total del cepillo	25,80 mm $\pm$ 0,30 mm
	<b>MANGO</b>	
	Diámetro de la base	7,30 mm $\pm$ 0,30 mm
	Largo del cuerpo	93,5 mm $\pm$ 1,0 mm
	Largo anterior del cuello	18,00 mm $\pm$ 0,50 mm
	Largo posterior del cuello	20,00 mm $\pm$ 0,50 mm
	Largo anterior de la cabeza	22,00 mm $\pm$ 0,50 mm
	Largo posterior de la cabeza	24,00 mm $\pm$ 0,50 mm
	Largo del broche	13,00 mm $\pm$ 0,50 mm
Largo total con broche ajustado	145 mm $\pm$ 5 mm	
Diámetro horizontal del agujero	3,50 mm $\pm$ 0,10 mm	
Diámetro vertical del agujero	5,1 mm $\pm$ 0,1 mm	
Número de orificios	1 agujero	

	<b>FICHA TECNICA</b> <b>MANGO CEPILLO INTERPROXIMAL</b> <b>3 REPUESTOS EN BLÍSTER</b> <b>PROQUIDENT</b>	Código GC-FT-24
		Versión 04
		Página 2 de 3

<b>DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO</b>		
<b>USOS</b>	Diseñado para incorporar cepillos interproximales que permitan una efectiva remoción de la placa bacteriana sin lastimar las encías, disminuyendo la incidencia de caries y cálculo dental, especialmente en personas sometidas a tratamientos de ortodoncia.	
<b>PRESENTACIÓN COMERCIAL</b>	Blíster con mango y 3 repuestos de cepillo interproximal	
<b>REGISTRO SANITARIO</b>	<b>Mango</b>	No requiere.
	<b>Cepillo</b>	2017DM-0001210-R1, vence 14/09/2027
<b>CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO</b>	<p>Se recomienda mantener siempre los productos en su envase original; los envases deben permanecer limpios y bien cerrados cuando no los está usando, para preservar las características propias del producto. Una vez abierto el envase, utilizar en el menor tiempo posible.</p> <p>Procure mantener los productos en sitios aireados, frescos y secos.</p> <p>Evite exponer el producto a condiciones ambientales adversas, tales como: temperatura mayor de 30 grados centígrados, exceso de luz, calor o humedad, por períodos largos, ya que pueden alterar y hacer que se pierdan las características funcionales del producto.</p> <p>Los productos son fabricados teniendo como base una formulación (mezcla de ingredientes en proporciones exactas), por lo anterior no se debe agregar saliva,</p>	

	<b>FICHA TECNICA</b> <b>MANGO CEPILLO INTERPROXIMAL</b> <b>3 REPUESTOS EN BLÍSTER</b> <b>PROQUIDENT</b>	Código GC-FT-24
		Versión 04
		Página 3 de 3
		agua, vitaminas y ningún otro ingrediente que altere la composición del producto
<b>EAN 13</b>		7702314154013

### PRESENTACION COMERCIAL





**LILIANA PATRICIA CASTRILLON GARCIA**  
Gerente Técnica

[✉ calidad@proquident.com.co](mailto:calidad@proquident.com.co)