

	FICHA TECNICA POLVO PROFIJET PROQUIDENT	Código GC-FT-138
		Versión 03
		Página 1 de 3

Partida Arancelaria	3306.90.00.00
----------------------------	---------------

ENSAYO	ESPECIFICACIONES
ASPECTO	Polvo fino, libre de partículas extrañas
COLOR	Blanco
OLOR	Característico
pH (Solución al 1 %)	< 8,6
MATERIAL PARTICULADO	Ausencia
CONTENIDO DE PRINCIPIO ACTIVO	Bicarbonato de Sodio 98 – 99 %

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	
USOS	<p>El polvo para profilaxis Proquident es efectivo para la eliminación de placa bacteriana y manchas persistentes extrínsecas como tabaco, café, clorhexidina, etc.</p> <p>Esta indicado en pacientes con tratamientos de ortodoncia, aparatología fija, como preparación de la superficie dental para restauraciones con resinas.</p> <p>Polvo para profilaxis para ser utilizado en equipos de limpieza mecánica profesional por medio de agua a presión y agentes carbonatados o limpieza manual.</p> <p>Manténgase tapado, en sitio fresco y lejos del alcance de los niños.</p> <p>No exceder el límite de llenado del reservorio del equipo de profilaxis.</p> <p>No se recomienda para pacientes con dieta restringida de sodio.</p>



**FICHA TECNICA
POLVO PROFIJET
PROQUIDENT**

Código GC-FT-138

Versión 03

Página 2 de 3

	No direccionar el chorro del pulido neumático en dirección del tejido blando o hacia el interior del surco.
PRESENTACIÓN COMERCIAL	Envase jarabe en PET blanco por 120 g
REGISTRO SANITARIO	2013DM-0010819, vence 30/01/2024
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO	<p>Se recomienda mantener siempre los productos en su envase original; los envases deben permanecer limpios y bien cerrados cuando no los está usando, para preservar las características propias del producto. Una vez abierto el envase, utilizar en el menor tiempo posible.</p> <p>Procure mantener los productos en sitios aireados, frescos y secos.</p> <p>Evite exponer el producto a condiciones ambientales adversas, tales como: temperatura mayor de 30 grados centígrados, exceso de luz, calor o humedad, por períodos largos, ya que pueden alterar y hacer que se pierdan las características funcionales del producto.</p> <p>Los productos son fabricados teniendo como base una formulación (mezcla de ingredientes en proporciones exactas), por lo anterior no se debe agregar saliva, agua, vitaminas y ningún otro ingrediente que altere la composición del producto</p>
TIEMPO DE VIDA ÚTIL	2 años
EAN 13	7702314250630

PRESENTACION COMERCIAL

