



**FICHA TECNICA
AGUA DESIONIZADA
PROQUIDENT**

Código GC-FT-518

Versión 03

Página 1 de 3

Partida Arancelaria

2853.90.10.00

ENSAYO	ESPECIFICACIONES
ASPECTO	Líquido transparente libre de partículas extrañas visibles
COLOR	Incoloro
OLOR	Inodoro
pH DIRECTO A 24 °C	5,5 – 7,0
GRAVEDAD ESPECÍFICA	0,9800 – 1,0020
MATERIAL PARTICULADO	Ausencia
CONTENIDO PRINCIPIO ACTIVO	Agua Desionizada 99,9 %
DUREZA (PPM CaCO ₃) 2 µS/cm= 1 PPM CaCO ₃	< 5 PPM
CONDUCTIVIDAD (µS/cm)	<10 µS / cm

MICROBIOLOGICO (Resolución 1482 de 2012)

Mesófilos	< 100 UFC/ mL
Patógenos	Ausencia de <i>Staphylococcus aureus</i> , <i>Pseudomonas aeruginosa</i> , Coliformes totales y <i>Escherichia coli</i> .
Mohos y Levaduras	< 100 UFC/ mL

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

USOS	<p>Agua libre de iones para usar en el proceso de autoclavado de instrumental quirúrgico.</p> <p>Agua Purificada, con ausencia de patógenos, indicada especialmente para la limpieza de material e instrumental odontológico y para ser utilizada en Autoclave y analizadores bioquímicos.</p> <p>Modo de empleo: Surtir la autoclave de agua, tapar bien el recipiente. Cambiar el agua según las recomendaciones del fabricante de la autoclave.</p>
-------------	--



**FICHA TECNICA
AGUA DESIONIZADA
PROQUIDENT**

Código GC-FT-518

Versión 03

Página 2 de 3

	<p>No se ha encontrado ningún peligro específico durante su normal utilización. Sin embargo, no se debe ingerir por cuanto puede reducir el nivel de electrolitos de la sangre.</p>
PRESENTACIÓN COMERCIAL	Envase PET transparente por 1 L y por 3,8 L
CERTIFICACIÓN SANITARIA	N.º 2017018127, no requiere Registro Sanitario
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO	<p>Se recomienda mantener siempre los productos en su envase original; los envases deben permanecer limpios y bien cerrados cuando no los está usando, para preservar las características propias del producto. Una vez abierto el envase, utilizar en el menor tiempo posible.</p> <p>Procure mantener los productos en sitios aireados, frescos y secos.</p> <p>Evite exponer el producto a condiciones ambientales adversas, tales como: temperatura mayor de 30 grados centígrados, exceso de luz, calor o humedad, por períodos largos, ya que pueden alterar y hacer que se pierdan las características funcionales del producto.</p> <p>Los productos son fabricados teniendo como base una formulación (mezcla de ingredientes en proporciones exactas), por lo anterior no se debe agregar saliva, agua, vitaminas y ningún otro ingrediente que altere la composición del producto</p>
TIEMPO DE VIDA ÚTIL	1 año
EAN 13 PRESENTACIÓN 1 L	7702314240679
EAN 13 PRESENTACIÓN 3,8 L	7702314240662

PRESENTACIÓN COMERCIAL 1 L

PRESENTACIÓN COMERCIAL 3,8 L

