

	<b>FICHA TECNICA</b> <b>ZONIDENT PROQUIDENT 5%</b>	Código GC-FT-29
		Versión 2
		Página 1 de 2

ENSAYO	ESPECIFICACIONES
<b>ASPECTO</b>	Líquido homogéneo translucido, libre de partículas extrañas.
<b>COLOR</b>	Ligeramente amarillo
<b>OLOR</b>	Característico a cloro
<b>pH DIRECTO</b>	Alcalino con papel indicador
<b>DENSIDAD</b>	1.0000 – 1.1515
<b>MATERIAL PARTICULADO</b>	Ausencia
<b>CONTENIDO PRINCIPIO ACTIVO</b>	5% Hipoclorito de sodio
<b>DESCRIPCION DEL PRODUCTO</b>	Antiséptico durante la instrumentación en el conducto radicular y auxiliar en el barrido mecánico del material orgánico presente en el conducto. Desinfectante por la liberación de cloro.
<b>USOS Y PRECAUCIONES</b>	<p>Aplicar con jeringa hipodérmica, empleando aguja No. 22, 23 o 24 sin bisel.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- No aplicar en áreas infectadas sobre tejidos blandos.</li> <li>- Hipersensibilidad al hipoclorito de sodio.</li> <li>- Es levemente irritante.</li> <li>- En caso de contacto con los ojos, lavar con abundante agua y consultar al médico.</li> </ul> <p>Evitar el contacto con prendas de vestir.</p>
<b>PRESENTACIÓN COMERCIAL</b>	Garrafa plástica de 1 L y 3.8 L y envase plástico por 120 mL
<b>REGISTRO SANITARIO INVIMA</b>	2015DM-0012808, vence 28/04/2025
<b>CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO</b>	<p>Se recomienda mantener siempre los productos en su envase original; los envases deben permanecer limpios y bien cerrados, cuando no los está usando para preservar las características propias del producto.</p> <p>Procure mantener el producto en sitios aireados, frescos y secos.</p> <p>Evite exponer el producto a condiciones ambientales adversas, tales como: temperatura mayor de 30 grados centígrados, exceso de luz, calor o humedad, por períodos largos, ya que pueden alterar y hacer que se pierdan las características funcionales del producto.</p> <p>Los productos son fabricados teniendo como</p>

	<b>FICHA TECNICA</b> <b>ZONIDENT PROQUIDENT 5%</b>	Código GC-FT-29
		Versión 2
		Página 2 de 2

	base una formulación (mezcla de ingredientes en proporciones exactas), por lo anterior no se debe agregar saliva, agua, vitaminas y ningún otro ingrediente que altere la composición del producto.
<b>TIEMPO DE VIDA ÚTIL</b>	2 años
<b>EAN 13 PRESENTACION 120ml</b>	7702314230847
<b>EAN 13 PRESENTACION 1000ml</b>	7702314230854
<b>EAN 13 PRESENTACION 3800ml</b>	7702314230861

### PRESENTACION COMERCIAL





**LILIANA PATRICIA CASTRILLON GARCIA**  
Gerente Técnica

[calidad@proquident.com.co](mailto:calidad@proquident.com.co)